

Test za trudnoću sa indikatorom broja nedelja

- Ako se testirate od dana vaše očekivane menstruacije, testiranje možete da obavite u bilo koje doba dana.
- Ako se testirate pre dana vaše očekivane menstruacije, koristite prvi jutarnji urin.
- Za precizan rezultat indikatora broja nedelja, potrebno je da koristite prvi jutarnji urin.
- Nemojte piti mnogo tečnosti pre testiranja.
- **Pažljivo pročitajte ovaj letak pre testiranja.**

1 Obavite testiranje

Kada budete spremni za testiranje, izvadite štapić za testiranje iz folije i skinite plavi poklopac. Odmah upotrebite štapić za testiranje.

ILI Testirajte u mlazu urina

- Apsorpcioni vrh okrenite nadole i držite pod mlazom urina **tokom samo 5 sekundi.**
- Pazite da ne navlažite ostatak štapića za testiranje.
- Preporučujemo da vratite poklopac i položite štapić na ravnu površinu.



ILI

Sakupite uzorak urina u čistu, suhu posudu

- Apsorpcioni vrh okrenite nadole i držite pod mlazom urina, kao što je prikazano, **tokom samo 20 sekundi.**
- Preporučujemo da vratite poklopac i položite štapić na ravnu površinu.



2 Sačekajte...

- Znak koji označava da treba da sačekate će treperiti kako bi pokazao da je testiranje u toku.
- Rezultat će se prikazati kada znak koji označava da treba da sačekate prekinе da treperi. Ako se simbol za čekanje ne pojavi nakon obavljenog testiranja, pogledajte „Greške pri testiranju“.



Tokom testiranja **nikada** nemojte da držite štapić za testiranje sa apsorpcionim vrhom nagore.

3 Pročitajte rezultat

- Indikator broja nedelja** prikazuje približni broj nedelja od začeća. Ovaj podatak je prikazan na ekranu zajedno sa rezultatom „Trudnoća“.
- Ekran će prikazati vaš rezultat u roku od **3 minuta.**
 - Rezultat „Trudnoća“ se može prikazati na ekranu **pre** rezultata indikatora broja nedelja. **Nastavite da čekate** dok znak koji označava da treba da sačekate ne počne da treperi da biste videli rezultat indikatora broja nedelja. Može biti potrebno do 3 minuta.
 - Neki rezultati se mogu prikazati za samo 1 minut.
 - Vaš rezultat će ostati prikazan na ekranu približno 24 časa.
 - Ako je vaš rezultat „Trudnoća“, treba da posetite lekara koji vam može dati savet o koracima koje dalje treba da preduzmete. Vaš lekar će izračunati fazu trudnoće na osnovu prvog dana vaše poslednje menstruacije.
 - Začeće se javlja oko 2 nedelje pre očekivanog dana naredne menstruacije. Indikator broja nedelja prikazuje približni broj nedelja od začeća.
 - Indikator broja nedelja je 93% precizan u detekciji vremena začeća (pogledajte pitanje br. 3). Preciznost rezultata „Trudnoća“ / „Nema trudnoće“ je preko 99% prilikom testiranja od dana očekivane menstruacije.

Kako tumačiti rezultate

Rezultati	Vreme od začeća	Kako će vaš lekar odrediti trajanje vaše trudnoće (na osnovu ciklusa od 28 dana*)
	Vaš rezultat je „Nema trudnoće“ pogledajte pitanje br. 13.	-
	Vaš rezultat je „Trudnoća“ i začeće se odvijalo pre otprilike 1-2 nedelje.	3-4 nedelje
	Vaš rezultat je „Trudnoća“ i začeće se odvijalo pre otprilike 2-3 nedelje.	4-5 nedelja
	Vaš rezultat je „Trudnoća“ i začeće se odvijalo pre više od 3 nedelje.	5+ nedelja

*Vaš lekar će odrediti trajanje vaše trudnoće od prvog dana poslednje menstruacije, ne od dana začeća.

Greške pri testiranju

Pročitajte odeljak „Greške pri testiranju“ ako ste koristili štapić za testiranje a na ekranu nije prikazan nijedan od rezultata sa ove strane.

Pitanja i odgovori

1 Kako Clearblue sa indikatorom broja nedelja funkcioniše?

Kada ste trudni, vaše telo proizvodi hormon trudnoće hCG (humani horionski gonadotropin). Količina hCG-a u vašem telu se povećava u ranim fazama trudnoće. Ovaj test može da otkrije male količine ovog hormona u urinu (osetljivost testa je 25 mIU/ml). Na osnovu nivoa hCG-a u vašem urinu, indikator broja nedelja prikazuje približni broj nedelja od začeća.

2 Koliko precizno Clearblue sa indikatorom broja nedelja određuje trudnoću?

Na laboratorijskim testovima Clearblue sa indikatorom broja nedelja bio je preko 99% precizan u određivanju trudnoće kada se koristio od dana očekivane menstruacije. Ako se testirate pre očekivane menstruacije i dobijete rezultat „Nema trudnoće“ i dalje postoji mogućnost da ste trudni. Pogledajte pitanje br. 4.

3 Koliko je indikator broja nedelja precizan?

Indikator broja nedelja je 93% precizan u detekciji vremena začeća. Procena je zasnovana na nivou hCG-a u vašem urinu. Nivo hCG-a se razlikuje od žene do žene, i stoga je moguće da indikator broja nedelja povremeno prikaže pogrešne rezultate. Pokazalo se da je indikator broja nedelja 97% u skladu sa kasnijim ultrazvučnim snimanjem za određivanje starosti trudnoće (11-13 nedelja). Na osnovu istraživanja koja su obuhvatila poređenje rezultata kod 187 žena (1-2, 2-3, 3+ nedelja od začeća) sa ultrazvučnim snimanjem za određivanje starosti trudnoće. Ako testiranje obavljate više od 6 nedelja nakon začeća, indikator broja nedelja može pokazati neočekivane rezultate. To je zbog toga što je nivo hCG-a u urinu previsok da bi test pokazao preciznu procenu vremena koje je proteklo od začeća.

4 Kada mogu da koristim Clearblue sa indikatorom broja nedelja?

Testiranje možete obaviti do 5 dana pre izostale menstruacije (što je 4 dana pre očekivane menstruacije). Ako se testirate pre očekivane menstruacije i dobijete rezultat „Nema trudnoće“ i dalje postoji mogućnost da ste trudni. Za rezultate kliničkih testiranja sa uzorcima rane trudnoće pogledajte tabelu u nastavku.

Rano testiranje				
Broj dana pre očekivane menstruacije	-1	-2	-3	-4
% uzoraka trudnica daje rezultat „Trudnoća“	98%	97%	90%	65%

Ako je rezultat „Nema trudnoće“ a i dalje sumnjate na trudnoću, pogledajte pitanje br. 10.

Da biste odredili kada treba da očekujete menstruaciju, izračunajte uobičajenu dužinu ciklusa tako što ćete izbrojati dane počevši od prvog dana menstruacije do dana pred početak naredne menstruacije. Ako imate nepravilne cikluse, pre testiranja treba da uzmete u obzir najduži ciklus poslednjih meseci.

5 Da li neki lekovi ili zdravstvena stanja mogu da utiču na rezultat?

- Uvek pročitajte uputstva proizvođača pre uzimanja bilo kog leka koji ste uzimali pre sprovođenja testa.
- Lekovi za plodnost koji sadrže hCG mogu dati pogrešne rezultate (ovi lekovi za plodnost se uobičajeno daju putem injekcije, a testiranje ubrzo nakon davanja može dovesti do lažnog rezultata „Trudnoća“).
- Druge terapije za plodnost (poput klomifen citrata), lekovi protiv bolova i hormonska kontracepcija (npr. kontraceptivna pilula) ne bi trebalo da utiču na rezultat.
- Ako ste nedavno prekinuli sa korišćenjem kontracepcije na bazi hormona ili koristite terapiju za plodnost kao što je klomifen citrat, vaše menstruacije mogu biti neredovne, što može dovesti do preranog testiranja.
- Ako ste nedavno bili trudni (čak i ako niste izneli trudnoću u potpunosti), možete dobiti lažni rezultat „Trudnoća“.
- Ako se približavate menopauzi, možete da dobijete lažni rezultat „Trudnoća“ iako niste trudni.
- Vanmaterična trudnoća i ciste na jajniku mogu dovesti do pogrešnih rezultata.
- Višestruke i vanmaterične trudnoće mogu dovesti do pogrešnih rezultata na indikatoru broja nedelja. Ako dobijete neočekivane rezultate, potrebno je da razgovarate sa lekarom o njima.

6 Moj test pokazuje rezultat „Trudnoća“. Šta treba da radim?

Ako je vaš rezultat „Trudnoća“, treba da posetite lekara koji vam može dati savet o koracima koje dalje treba da preduzmete. Indikator broja nedelja predstavlja samo procenu vremena začeća. Vaš lekar će proceniti fazu vaše trudnoće na osnovu prvog dana poslednje menstruacije. Začeće se odvijalo oko 2 nedelje pre vaše naredne očekivane menstruacije.

7 Moj test pokazuje da sam trudna, ali mislim da do začeća nije došlo u vreme koje indikator broja nedelja pokazuje. Da li je to moguće?

Indikator broja nedelja je 93% precizan kada se koristi sa prvim jutarnjim urinom. Neki lekovi ili zdravstvena stanja mogu da utiču na rezultat. Pogledajte pitanje br. 5.

8 Moj prethodni rezultat je bio „Trudnoća“, ali sam se testirala ponovo i dobila sam rezultat „Nema trudnoće“ ili sam dobila menstruaciju. Šta to znači?

Iako je test preko 99% precizan u otkrivanju hormona trudnoće od dana očekivane menstruacije, moguće je da dobijete rezultat da ste trudni, a da kasnije saznate da niste trudni (tj. kasnije možete da dobijete rezultat da niste trudni ili menstruacija može da počne). Razlog može biti prirodni prekid u toku ranih faza trudnoće, poznat kao „rani prekid trudnoće“, što nažalost nije neuobičajeno, jer se približno na svake 4 trudnoće jedna prekinе u ranoj fazi. Ako dobijete neočekivane rezultate, zatražite savet lekara.

9 Na prethodnom testiranju dobila sam rezultat „Trudnoća“. Testirala sam se ponovo i na osnovu indikatora broja nedelja, broj nedelja od začeća se smanjio. Šta treba da radim?

Ako ste testiranje obavili u skladu sa uputstvima, koristeći prvi jutarnji urin u oba slučaja, a indikator broja nedelja je dao neočekivane rezultate, potrebno je da posetite lekara.

10 Moj test pokazuje rezultat „Nema trudnoće“. Šta treba da radim?

Možda niste trudni ili nivo hormona trudnoće možda nije dovoljno visok da bi bio detektovan ili ste možda pogrešno izračunali dan kada se očekuje vaša menstruacija.

- Ako ste se testirali ranije, testirajte se ponovo kada budete očekivali menstruaciju.
- Ako vam menstruacija kasni, testirajte se ponovo za 3 dana. Ako ovaj test daje rezultat „Nema trudnoće“, a vi i dalje niste imali menstruaciju, posetite lekara.

Greške pri testiranju

Greška sa znakom knjige – došlo je do greške tokom testiranja. Moguće je sledeće:

- Apsorpcioni vrh nije usmeren nadole ili test nije položen na ravnu površinu nakon nanošenja urina.
- Naneto je previše ili premalo urina. Potrebno je da se testirate ponovo koristeći novi test i pazeći da pratite uputstva.

Prazna greška

Test nije radio kao što je očekivano. To može biti zato što niste pratili uputstva. Moraćete da obavite još jedan test. Pažljivo pratite uputstva.

Odložite test

Sredstvo odložite u skladu sa lokalnim propisima.

Oprez: Sredstvo sadrži baterije. Ne rastavljajte sredstvo, ne punite baterije i ne bacajte ih u vatra. Sadrži sitne delove. Nemojte gutati nikakve delove ovog sredstva. Potražite pomoć lekara ako dođe do slučajnog gutanja.

Ovaj in vitro dijagnostički uređaj zadovoljava emisionu i imunološku zahtevu standarda EN 61326-2-6:2006. Mere zaštite od elektromagnetnog zračenja primenjene na elektronskom uređaju pružile razumnu zaštitu od elektromagnetne interferencije do koje će verovatno doći u kućnom okruženju. Sledeća preventivna upozorenja odnose se na opremu usklađenu sa standardom EN 61326-2-6:2006.

a) Upotreba ove opreme u suvom okruženju, naročito uz prisustvo sintetičkih materijala (sintetička odeća, tepisi, itd.) može dovesti do štetnih statičkih pražnjenja koja mogu da prouzrokuju pogrešne rezultate.

b) Ovaj instrument nemojte koristiti u blizini izvora snažnog elektromagnetnog zračenja (npr. mobilni telefoni) jer mogu da ometaju njegovo normalno funkcionisanje.

Za samotestiranje kod kuće. Za *in vitro* dijagnostičku upotrebu. Nije za internu upotrebu. Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi od 2 do 30 °C.

Dovoljno da dostigne sobnu temperaturu tokom 30 minuta pre testiranja ako se čuva u frižideru. Ne koristiti ako je folija oštećena. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja. Ovaj proizvod sadrži baterije. Odložite ga u skladu sa lokalnim propisima.

	Proizvođač		Za jednokratnu upotrebu
	Kód serije		In vitro dijagnostički medicinski uređaj
	Upotrebiti do		Temperaturno ograničenje 2°C - 30°C

Nosilac upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i distributer:
RS: PREDUZETA DASIGO DOO BEOGRAD Grigorija Božovića 9A, Altina, 11080 Zemun, Srbija.
Broj rešenja 515-02-01976-18-001

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švajcarska.
Clearblue je zaštitni znak kompanije SPD. © 2019 SPD. Sva prava zadržana.