

Test za trudnoću sa brзом detekcijom

- Preko 99% precizan od dana očekivane menstruacije.
- Pažljivo pročitajte ovaj letak pre testiranja.

1 Pre nego što počnete

Možda će vam biti od pomoći da pripremite sat ili časovnik kada obavljate testiranje. Testiranje možete obaviti u bilo koje doba dana počev od dana očekivane menstruacije.

2 Obavite testiranje

Kada budete spremni za testiranje, uklonite foliju i skinite poklopac. Odmah upotrebite štapić za testiranje. Testiranje možete obaviti direktno pod mlazom urina ili pomoću uzorka urina sakupljenog u čistoj i suvoj posudi.

- Vrh koji menja boju držite okrenut nadole pod mlazom urina ili u sakupljenom uzorku urina, kao što je prikazano, punih 5 sekundi.
- Vrh koji menja boju će odmah postati ružičast, što ukazuje na to da upija urin. **Potrebno je da nastavite da držite vrh koji menja boju u urinu tokom punih 5 sekundi.**



Potrebno je da nastavite da držite vrh koji menja boju u urinu tokom punih 5 sekundi.

Počnite sa odbrojavanjem 5 sekundi čim vidite da vrh počne da menja boju u ružičastu.

Mlaz urina **ILI** Prikupljeni uzorak

- Držite vrh koji menja boju okrenut nadole ili položite štapić za testiranje na ravnu površinu dok ne budete spremni da pročitate rezultat i dok se plava linija ne pojavi u kontrolnom prozoru.
- Preporučujemo da zamenite poklopac.
- Ako vrh koji menja boju ne postane u potpunosti ružičast, pogledajte pitanje br. 5.



SAČEKAJTE 3 MINUTA.

Kada testiranje počne, videćete formiranje plave linije ili linija.

3 Pročitajte rezultat

Rezultat možete da pročitate u prozoru za rezultat.

Plava linija mora da se nalazi u kontrolnom prozoru kada čitate svoj rezultat. Ova linija pokazuje da li je testiranje uspešno.

Rezultat „Trudnoća“ se može pojaviti za 1 minut nakon testiranja od dana izostale menstruacije (što je jedan dan nakon dana očekivane menstruacije). Treba da sačekate puna 3 minuta da bi rezultat „Nema trudnoće“ bio potvrđen (pogledajte pitanje br. 8). Ako u kontrolnom prozoru ne vidite plavu liniju test nije uspeo (pogledajte pitanje br. 6).



Nema trudnoće
Ako je vaš rezultat „Nema trudnoće“, pogledajte pitanje br. 10.

Trudnoća

Slika A
Ako je vaš rezultat „Trudnoća“ pogledajte pitanje br. 11.

Slika B
Ako i dalje niste sigurni u rezultat pogledajte pitanje br. 7.

Slika C

Nije važno ako je jedna od linija koje čine znak „+“ bleđa ili tamnija od druge; rezultat je „Trudnoća“.

VAŽNO! Pročitajte rezultat u roku od 10 minuta od testiranja. Zanimarite sve promene rezultata nakon ovog vremena.

Pitanja i odgovori

1 Koliko je Clearblue precizan?

Clearblue je u laboratorijskim testovima precizan preko 99% kada se koristi od dana očekivane menstruacije.

2 Na koji način Clearblue radi?

Kada ste trudni, vaše telo proizvodi hormon trudnoće hCG (humani horionski gonadotropin). Količina hCG-a u vašem telu se povećava u ranim fazama trudnoće. Clearblue sa brzom detekcijom može da otkrije male količine ovog hormona u urinu (osetljivost testa je 25 mIU/ml).

3 Nisam sigurna kada treba da očekujem sledeću menstruaciju.

Kako da znam da li se testiram u pravo vreme?

Da biste odredili kada treba da očekujete sledeću menstruaciju, izračunajte uobičajenu dužinu ciklusa na osnovu broja dana od prvog dana menstruacije do dana koji prethodi početku sledeće menstruacije.

- Ako su vam ciklusi neredovni, pre testiranja u obzir uzmite najduži ciklus u poslednjih nekoliko meseci.

Ako dobijete rezultat „Nema trudnoće“ ali i dalje sumnjate na trudnoću, pogledajte pitanje br. 10.

4 Da li neki lekovi ili zdravstvena stanja mogu da utiču na rezultat?

- Uvek pročitajte uputstva proizvođača pre uzimanja bilo kog leka koji ste uzimali **pre** sprovođenja testa.
- Lekovi za plodnost koji sadrže hCG mogu prouzrokovati pogrešne rezultate (ovi lekovi za plodnost se uobičajeno daju putem injekcije, a testiranje ubrzo nakon davanja može dovesti do lažnog rezultata „Trudnoća“).
- Druge terapije za plodnost (poput klomifen citrata), lekovi protiv bolova i hormonska kontracepcija (npr. kontraceptivna pilula) ne bi trebalo da utiču na rezultat.
- Ako ste nedavno prekinuli sa korišćenjem kontracepcije na bazi hormona ili koristite terapiju za plodnost kao što je klomifen citrat, vaše menstruacije mogu biti neredovne, što može dovesti do preranog testiranja.
- Ako ste nedavno bili trudni (čak i ako niste izneli trudnoću u potpunosti), možete da dobijete lažni rezultat „Trudnoća“.
- Vanmaterična trudnoća, ciste na jajniku, menopauza i neka veoma retka zdravstvena stanja mogu dovesti do pogrešnih rezultata.
- Ako ste dobili rezultat „Trudnoća“, moguće je da kasnije saznate da niste trudni usled prirodnog prekida trudnoće koji se može dogoditi u ranim fazama.

Ako dobijete neočekivane rezultate, potrebno je da razgovarate sa lekarom o njima.

5 Iskoristila sam test za trudnoću, ali vrh koji menja boju nije u potpunosti postao ružičast. Šta treba da radim?

Ako vrh koji menja boju nije u potpunosti postao ružičast, možda niste upotreбили dovoljnu količinu urina. Međutim, ako se plava linija pojavi u kontrolnom prozoru u roku od 10 minuta od testiranja, test je uspešan. Ako se plava linija ne pojavi u kontrolnom prozoru u roku od 10 minuta od testiranja, pogledajte pitanje br. 6.

6 Iskoristila sam test za trudnoću, ali plava linija se nije pojavila u kontrolnom prozoru. Šta treba da radim?

Ako se plava linija ne pojavi u kontrolnom prozoru u roku od 10 minuta od testiranja, test nije uspešan. Razlog može biti:

- Vrh koji menja boju nije držan nadole ili štapić za testiranje nije bio položen u ravnom položaju nakon nanošenja urina.
- Korišćeno je previše ili premalo urina. **Uzorak morate da testirate 5 sekundi.**

7 Šta da radim ako nisam sigurna u rezultat?

• Da bi vaš rezultat bio „Trudnoća“, potrebno je da se pojavi plava linija u kontrolnom prozoru i znak „+“ (plus) u prozoru za rezultat kroz 10 minuta od testiranja.

Izgled znaka „+“ u prozoru za rezultat se može razlikovati, međutim, linije koje čine znak „+“ i linija u kontrolnom prozoru treba da budu slične širine (pogledajte slike A-C).

Slika A

Veća je verovatnoća da do toga dođe kada ste trudni i kada se testirate više od nekoliko dana nakon izostale menstruacije jer su nivoi hCG-a viši.

Slika B

To nije neobičajeno kada ste trudni ili kada se testirate na dan ili približno na dan izostale menstruacije jer su nivoi hCG-a i dalje relativno niski.

Slika C

Čak i ako se slabo vidi, i dalje označava rezultat „Trudnoća“. Ako ste i dalje nesigurni u rezultat, potrebno je da sačekate najmanje 3 dana pre ponovnog testiranja, pazeci da pratite uputstva.

Za dalje korake, informacije i opšte savete vezane za trudnoću, posetite naš sajt na adresi: www.clearblue.com

Za samostestiranje kod kuće. Isključivo za *in vitro* dijagnostičku upotrebu. Nije za internu upotrebu. Nemojte koristiti ponovo. Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi od 2 do 30 °C. Dovoljno da dostigne sobnu temperaturu tokom 30 minuta pre testiranja ako se čuva u frižideru. Ne koristiti ako je folija oštećena. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja. Odložite za uobičajenim komunalnim otpadom. Ne rastavljajte sredstvo. Sadržati sitne delove. Nemojte gutati nikakve delove ovog sredstva. Potražite pomoć lekara ako dođe do slučajnog gutanja.

| | | | |
|--|---------------|--|---|
| | Proizvođač | | Za jednokratnu upotrebu |
| | Kód serije | | <i>In vitro</i> dijagnostički medicinski uređaj |
| | Upotrebiti do | | Temperaturno ograničenje 2 °C - 30 °C |

- Da bi vaš rezultat bio „Nema trudnoće“, u kontrolnom prozoru treba da se pojavi plava linija, dok u prozoru za rezultat treba da se pojavi znak „-“ (minus) u roku od 10 minuta od testiranja. Ako je vaš rezultat „Nema trudnoće“ a i dalje sumnjate na trudnoću, pogledajte pitanje br. 10.

8 Kada mogu da pročitam rezultat?

Rezultat „Trudnoća“ se može pojaviti već za 1 minut nakon testiranja od dana izostale menstruacije (što je jedan dan nakon dana očekivane menstruacije). Proverite da li je plava linija takode prisutna u kontrolnom prozoru pre čitanja rezultata. **Morate** da sačekate 3 minuta da biste potvrdili rezultat „Nema trudnoće“. Ako se plava linija ne pojavi u kontrolnom prozoru u roku od 10 minuta, testiranje nije uspeo (pogledajte pitanje br. 6).

9 Koliko dugo traje rezultat?

Rezultat se može pročitati u bilo kom trenutku nakon 3 do 10 minuta. Nakon 10 minuta, sve promene rezultata se mogu zanemariti.

10 Moj test pokazuje rezultat „Nema trudnoće“. Šta treba da radim?

Možda niste trudni, nivo hormona trudnoće možda nije još uvek dovoljno visok da bi se detektovalo ili ste možda pogrešno izračunali dan kada treba da očekujete menstruaciju.

- Ako ste se testirali ranije, testirajte se ponovo kada budete očekivali menstruaciju.
- Ako vam menstruacija kasni, testirajte se ponovo za 3 dana. Ako ovaj test daje rezultat „Nema trudnoće“, a vi i dalje niste imali menstruaciju, posetite lekara.

11 Moj test pokazuje rezultat „Trudnoća“. Šta treba da radim?

Ako test pokazuje da ste trudni, treba da posetite lekara koji vam može dati savet o koracima koje dalje treba da preduzmete.



Nosilac upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i distributer; RS: PREDUZEĆE DASIGO DOO BEOGRAD Grigorija Božovića 9A, Alтина, 11080 Zemun, Srbija.
Broj rešenja 515-02-01976-18-001

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Zeneva, Švajcarska. Clearblue je zaštitni znak kompanije SPD. © 2019 SPD. Sva prava zađržana.