

- Preko 99% precizan od dana očekivane menstruacije.
- Pažljivo pročitajte ovaj letak pre testiranja.

1 Kada obaviti testiranje



- Testiranje obavite do 6 dana pre izostale menstruacije, što je 5 dana pre očekivane menstruacije.
- Ako testiranje obavljate pre očekivane menstruacije, koristite prvi jutarnji urin. U suprotnom, možete da se testirate u bilo koje doba dana.
- Nemojte piti mnogo tečnosti pre testiranja.

2 Obavite testiranje



MLAZA URINA

Potrebno je da vrh koji menja boju neprekidno držite u mlazu urina tokom punih 5 sekundi.



SAKUPLJENI UZORAK

Počnite sa odbrojavanjem 20 sekundi čim vidite da vrh počne da menja boju u ružičastu.

- Uklonite foliju i skinite poklopac. Odmah upotrebite štapić za testiranje.

Odaberite metod testiranja

- **VAŽNO:** Vrh koji menja boju odmah će postati ružičast, što ukazuje na to da upija urin.

A Vrh koji menja boju držite u mlazu urina tokom punih 5 sekundi.

ILI

B U potpunosti umočite samo vrh u uzorak urina sakupljen u čistu, suhu posudu, tokom punih 20 sekundi.

- Ako vrh koji menja boju ne postane u potpunosti ružičast, pogledajte pitanje br. 7.
- Vratite poklopac i spustite štapić za testiranje na ravnu površinu.
- Počnite odbrojavanje.



SAČEKAJTE PUNIH 3 MINUTA
Pre nego što pročitate rezultat

3 Pročitajte rezultat



- Linija u kontrolnom prozoru može brzo početi da se pojavljuje, ali **MORATE** sačekati 3 minuta pre čitanja rezultata.
- Ako u kontrolnom prozoru ne vidite plavu liniju, test nije uspeo (pogledajte pitanje br. 8).
- Ako je vaš rezultat „Nema trudnoće“, pogledajte pitanje br. 4.

- Ako je vaš rezultat „Trudnoća“, pogledajte pitanje br. 3.
- Ako i dalje niste sigurni u rezultat, pogledajte pitanje br. 9.
- **VAŽNO!** Pročitajte rezultat u roku od 10 minuta od testiranja. Zanimarite sve promene rezultata nakon tog vremena.

Pitanja i odgovori

1 Na koji način Clearblue radi?

Kada ste trudni, vaše telo proizvodi hormon trudnoće hCG (humani horionski gonadotropin). Ovaj test može da otkrije male količine hCG u urinu (osetljivost testa je 10 mIU/ml).

2 Kada mogu da obavim testiranje pomoću testa Clearblue Ultra rano otkrivanje?

Testiranje možete obaviti do 6 dana pre izostale menstruacije, što je 5 dana pre očekivane menstruacije. Ako testiranje obavite pre dana očekivane menstruacije i dobijete rezultat „Nema trudnoće“ – i dalje postoji šansa da ste trudni. Pogledajte tabelu ispod za rezultate laboratorijskog testiranja sa uzorcima iz rane trudnoće.

Broj dana pre očekivane menstruacije	Rano testiranje					
	0	1	2	3	4	5
% uzoraka trudnica daje rezultat „Trudnoća“	>99%	>99%	>99%	>99%	96%	79%

3 Moj test pokazuje rezultat „Trudnoća“. Šta treba da radim?

Treba da posetite lekara koji vam može savetovati šta dalje da preduzmete.

4 Rezultat mog testa je „Nema trudnoće“, ali ja i dalje mislim da sam možda trudna. Šta treba da radim?

Možda niste trudni ili nivo hCG možda još uvek nije dovoljno visok da bi bio otkriven ili možda niste dobro izračunali dan očekivane menstruacije. Ako ste se testirali ranije, testirajte se ponovo kada budete očekivali menstruaciju. Ako vam menstruacija kasni, testirajte se ponovo za 3 dana. Ako ovaj test daje rezultat „Nema trudnoće“, a vi i dalje niste imali menstruaciju, posetite lekara.

5 Moj prethodni rezultat je bio „Trudnoća“, ali sam se testirala ponovo i dobila sam rezultat „Nema trudnoće“ ili sam dobila menstruaciju. Šta to znači?

Iako je test preko 99% precizan u otkrivanju hormona trudnoće od dana očekivane menstruacije, moguće je da dobijete rezultat da ste trudni, a da kasnije saznate da niste trudni (tj. kasnije možete da dobijete rezultat da niste trudni ili menstruacija može da počne). Razlog može biti prirodni prekid u toku ranih faza trudnoće, poznat kao „rani prekid trudnoće“, što najčešće nije neobičajeno, jer se približno na svake 4 trudnoće jedna prekine u ranoj fazi. Ako dobijete neočekivane rezultate, zatražite savet lekara.

6 Da li neki lekovi ili zdravstvena stanja mogu da utiču na rezultat?

Pre sprovođenja testa, uvek pročitajte uputstva proizvođača za sve lekove koje uzimate.

Lekovi koji sadrže hCG mogu da utiču na rezultat. Vanmaterična trudnoća i nedavna trudnoća, čak i ako nije održana do kraja, može biti uzrok pogrešnih rezultata. Ako ste u menopauzi ili joj se približavate, možete da dobijete lažni rezultat „Trudnoća“ iako niste trudni. Na test ne bi trebalo da utiču hormonske terapije koje sadrže klomifen citrat, lekovi protiv bolova, alkohol, antibiotici ili kontraceptivna pilula. Ako dobijete neočekivane rezultate, porazgovarajte o njima sa svojim lekarom.

7 Vrh koji menja boju nakon upotrebe testa nije postao potpuno ružičast. Šta treba da radim?

Možda niste naneli dovoljno urina; međutim, ako se u roku od 10 minuta od obavljanja testa u kontrolnom prozoru pojavi plava linija, test je uspeo. Ako se plava linija ne pojavi u kontrolnom prozoru u roku od 10 minuta od testiranja, pogledajte pitanje br. 8.

8 Obavila sam testiranje, ali plava linija se nije pojavila u kontrolnom prozoru. Šta treba da radim?

Ako je prošlo više od 10 minuta od obavljanja testa, znači da test nije uspeo. Razlog može biti:

- Vrh koji menja boju nije držan okrenut nadole ili štapić za testiranje nije bio položen u ravnom položaju nakon nanošenja urina.
- Korišćeno je previše ili premalo urina.

Obavite test ponovo koristeći novi štapić za testiranje, pažljivo prečite uputstva. Možda bi bilo bolje da sakupite uzorak urina i obavite testiranje metodom „sakupljeni uzorak“.

9 Šta da radim ako nisam sigurna u rezultat?

Pogledajte slike u odeljku „Pročitajte svoj rezultat“.

Slika A: Vaš rezultat je „Nema trudnoće“. Ako i dalje mislite da ste možda trudni, pogledajte pitanje br. 4.

Slike B-D: Vaš rezultat je „Trudnoća“. Izgled linije u prozoru za rezultat može da varira, međutim, rezultat je „Trudnoća“ bez obzira na to koliko je linija bleđa ili tamna.

Slika B: Veća je verovatnoća da do toga dođe kada se testirate pre očekivane menstruacije kada nivoi hCG-a mogu i dalje biti relativno niski.

Slika C: Ovo je tipična pojava kada se testiranje obavlja na dan ili oko dana očekivane menstruacije.

Slika D: Veći su izgledi da se ovo desi kada testiranje obavljate više od nekoliko dana nakon očekivane menstruacije jer su nivoi hormona hCG viši.

Ako i dalje niste sigurni u rezultat, potrebno je da sačekate najmanje 3 dana pre ponovnog testiranja, pažljivo prečite uputstva.

www.clearblue.com

Za naredne korake, informacije i opšte savete u vezi sa trudnoćom, posetite naš veb-sajt: www.clearblue.com

Za samosteziranje kod kuće. Isključivo za *in vitro* dijagnostičku upotrebu. Nije za internu upotrebu. Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi od 2 do 30 °C. Dozvolite da dostigne sobnu temperaturu tokom 30 minuta pre testiranja ako se čuva u frižideru. Ne koristiti ako je folija oštećena. Ne koristiti nakon isteka roka trajanja. Odložite sa uobičajenim komunalnim otpadom. Ne rastavljajte sredstvo. Sadrži sitne delove. Nemojte gutati nikakve delove ovog sredstva. Potražite pomoć lekara ako dođe do slučajnog gutanja.

	Proizvođač		Za jednokratnu upotrebu
	Kód serije		<i>In vitro</i> dijagnostički medicinski uređaj
	Upotrebiti do		Temperaturno ograničenje 2 – 30 °C

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švajcarska.
Clearblue je zaštitni znak kompanije SPD.
© 2019 SPD. Sva prava zadržana.

CE
0123

